

НЕВЕРОЯТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Информация о Sophono®

Alpha 2 MPO™ Обеспечивает повышенную производительность

Система Alpha 2 MPO обеспечивает наибольшее функциональное усиление, сопровождаемое отличным качеством звука. Теперь Ваши Пациенты имеют возможность использовать наш процессор с акустико-механическим усилением 45 дБ и увеличением на 16 дБ.

45 дБ
УСИЛЕНИЕ
БЕЗ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ

7 дБ
БОЛЬШЕ ЧЕМ У
КОНКУРЕНТОВ**

Компания «Софоно» (Sophono) – ведущий мировой производитель магнитных слуховых систем костной проводимости. В настоящее время входит в состав компании «Медтроник» (Medtronic).



теперь входит в

Medtronic

ООО «Медтроник»
123317, Москва
Пресненская набережная, д. 10, стр. С
Тел.: +7 (495) 580-73-77
Факс: +7 (495) 580-73-78



**МАГНИТНОЕ
БУДУЩЕЕ УЖЕ
НАСТУПИЛО**

Магнитное будущее

Мир костной проводимости претерпел революционные изменения с помощью магнитного устройства Sophono. Мы предлагаем усиление на 7 дБ больше, чем наши конкуренты. Каждый день все больше и больше врачей и пациентов предпочитают резким опорам находящийся под кожей магнит.

Усиление Alpha 2 MPO * > 45 дБ*



VAN MOURIK® medical

Официальный дистрибьютор в России
ЗАО "Ван Моурик Медикал"
109316, Москва, Волгоградский проспект, 47
Тел.: +7 499 346 08 06 (доб.103)
Факс: +7 499 346 08 06 (доб. 111)
e-mail: irina@van-mourik-medical.com
Официальный сайт: www.van-mourik-medical.com

ПРОСТАЯ ОПЕРАЦИЯ

Внутренний магнит Sophono имплантируется с помощью простой операции, которая обеспечивает безопасную и стабильную установку импланта. Ни одна другая система имплантов – с опорами или магнитных, не предлагает такие простые, компактные и стабильные устройства, как изделия Sophono. Изучите варианты хирургической операции и определите, что лучше всего подходит вашим пациентам.

САМЫЙ ПЛОСКИЙ ИМПЛАНТ, ВЫСОТА ВСЕГО 2,6 ММ



Наш имплант имеет высоту всего 2,6 мм, а по конструкции повторяет контур кости¹. Такое расположение позволяет избежать повседневных рисков, часто связанных с устройствами, использующими костную проводимость. Система Sophono представляет собой слуховой аппарат и безопасный для жизни имплант. Плоский имплант с пятью титановыми винтами с меньшей долей вероятности спровоцирует тяжелые осложнения после травмы² – намного безопаснее для более активного образа жизни. Разработанный как транскожная система, Sophono обеспечивает беспрецедентно низкий риск возникновения заболеваний кожи, позволяя пациентам просто жить своей жизнью.

МРТ 3 тесла и наименьшая тень^{3,4}

Пациенты Sophono гарантированно получают полный спектр МРТ – до 3 Тесла. МРТ Techs обнаруживает небольшую тень на снимках, обеспечивая более точную визуализацию без искажений или ограничений, что существующие конкурирующие системы. Каждый день все больше и больше врачей и пациентов предпочитают чрезкожным опорам находящийся под кожей магнит.



¹ На основе физических характеристик импланта

² Зигерт Р. Частично имплантируемые слуховые аппараты костной проводимости без чрескожного опорного элемента (Otomag); Методика и предварительные клинические результаты. Оториноларингология. 2011; 71; 41-6

³ Отчет о внутренних испытаниях, оценки взаимодействия магнитного поля. Слух и искажения для магнитного импланта Alpha 1 (M). Франк Г. Шеллок. Кандидат наук, член Американской коллегии радиологов, член Международного общества изучения магнитного резонанса в медицине, 10 августа 2012 г.

⁴ Азадармаки Р. Туббс Р. Чен Д.А. Шеллок Ф.Г. Данные МРТ о часто используемых отологических имплантах: обзор и обновление. Отоларингология - Хирургия головы и шеи 2014, том 150 (4) 512-519 150(4) 512-519